

Протокол
Итогов тендера по закупу «Медицинской техники и медицинских изделий» на 2022 г.
КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД".

г.Алматы

«01» апреля 2022 года





Наименование заказчика: КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД"

Адрес заказчика: г. Алматы, ул. Конаева 18/2

Дата начала приема заявок: 28.02.2022 г.

Дата окончания приема заявок: до 10:00 часов 24.03.2022 г.

Комиссия в составе:

1. Масалимов А.Б., зам.директора по лечебной работе - председатель комиссии / 
 2. Абуова А.А., зав. лабораторией, член комиссии / 
 3. Керимов А.Е., специалист лаборатории / 
 4. Карабалаева Д.А., бухгалтер, член комиссии / 
 5. Даулбаев И.А., экономист - секретарь комиссии / 
- (Экспертная комиссия не привлекалась).

Провела оценку и сопоставление тендерных заявок по следующему объему закупаемых товаров и суммы, выделенной для их закупа по каждому наименованию.

1. Наименование, краткая характеристика:

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.изм	Количество, объем	Цена за единицу в тенге	Общая сумма в тенге
1	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В, 96 тестов	набор	5	34700	173500
2	Тест-система иммуноферментная для подтверждения спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	набор	1	37000	37000
3	Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С	набор	10	152000	1520000
4	Наконечники для дозаторов V=5-250 мкл, жёлтые (1000шт)	упаковка	250	5000	1250000
5	Наконечники для дозаторов с фильтром V=1000 мкл	штатиф	62	4000	248000

	стерильные в штативе(96шт)				
6	Наконечники для дозаторов с фильтром V=200 мкл стерильные в штативе(96шт)	штати ф	100	4700	470000
7	Наконечники для дозаторов с фильтром V=50 мкл стерильные в штативе(96шт)	штати ф	50	4700	235000
8	Наконечники для дозаторов с фильтром V=1-10 мкл стерильные в штативе(96шт)	упаков ка	10	11700	117000
9	Reaction Cuvettes, FC-200. Реакционные кюветы для закрытой системы, марка кювета FC-240-1062-KZ (160strips/pk) к биохимическому анализатору HTI BioChem FC-200	упаков ка	15	91250	1368750
10	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	набор	15	12479	187185
11	Набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке крови	набор	15	16750	251250
12	Набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке крови	набор	15	16750	251250
13	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	набор	15	41240	618600
14	Лампа фотометра для анализатора FC-200, Fc-200-2039	штук	1	3214150	324150
15	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	набор	15	15000	225000

Def. kerf - karto df

16	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	набор	15	19687	295305
17	Набор реагентов Химический контроль для контроля полученных данных и контроля точности проведения теста	набор	6	17469	104814
18	Набор реагентов Биохимический калибратор предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах	набор	15	15460	231900
19	Набор для количественного определения липопротеидов низкой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	набор	15	97245	1458675
20	Набор для количественного определения липопротеинов высокой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	набор	15	67600	1014000
21	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	набор	15	13315	199725
22	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	набор	15	16478	247170
23	Игла забора проб для анализатора FC-200, FC200-2010	штук	1	697500	697500
24	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора	упаков ка	15	91250	1368750

Def. Керн - Кутт М. [signature]

	BioChem FC-200				
25	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	набор	15	10547	158205
26	Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml	набор	15	16900	253500
27	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	набор	20	11250	225000
28	Перчатки стерильные латексные	пара	400	140	56000
29	Пеленка медицинская одноразовая стерильная	штук	400	107	42800
	Итого:				13 630 029,00 (тринадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч двадцать девять) тенге 00 тиын

Техническая спецификация закупаемых товаров

№ лота	Наименование лекарственного средства	Описания	Ед. измерения
1	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В, 96 тестов	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок Количество анализируемого образца – не более 150 мкл Чувствительность теста - минимальная определяемая концентрация HBsAg – 0,1 МЕ/мл Время реакции не более 2-х часов общего времени инкубации Стабильность К+2 - регидратированный реагент К+2 после растворения стабилен не менее 6 ч при температуре от +18 до +24 °С.	набор

Def. keruf. kato df

		Стабильность Рабочего раствора конъюгата - рабочий раствор конъюгата стабилен не менее 12 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 24 °С. Цветовая кодировка реагентов Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие утвержденной инструкции по применению.	
2	Тест-система иммуноферментная для подтверждения спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	Формат теста – не менее 48 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами. Имеется цветовая кодировка реагентов, а также маркировка посредством штрих-кодов. На планшете иммуносорбента на 6-ти стрипах сорбирован HCV-core-Ag, на 6-ти других стрипах сорбирована смесь HCV-NS-Ag (NS3+ NS4+ NS5- Ag); Объем пробы для анализа 50 мкл Дополнительно к набору прилагается: Крышка к полистироловым 96-луночным планшетам или защитная пленка для ИФА планшетов- 1шт/2 шт; Пластиковая скрепка для закрывания пакета с иммуносорбентом или пакет полиэтиленовый с замком zip-lock - 1шт; Пластиковая ванночка для жидких реагентов - 2шт; Одноразовые наконечники - 16 шт. Оптическая плотность в лунках с положительным контрольным образцом (К+) не менее 2,0 ед. опт. плотности; среднее значение оптической плотности растворов в лунках с отрицательным контрольным образцом (К-) не более 0,2 ед. опт. плотности. Хранение - в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Транспортирование - при температуре от 2 до 8 °С. Допустимо транспортирование и хранение при температуре до 25 °С 10 суток и до 30 °С 5 суток. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Срок годности тест-системы 24 месяцев Наличие регистрационного удостоверения РК.	набор
3	Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С	Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок Объем пробы на анализ- 70 мкл. Предназначен как для ручной постановки, так и для постановки на ИФА-анализаторах открытого типа с возможностью дробного	набор


Def-kerf-mid

		использования. Набор комплектуется готовыми реагентами и концентрированными растворами. Имеется маркировка посредством штрих-кодов, а также цветовая кодировка для ряда реагентов. Цветовая кодировка реагентов – условное обозначение цвета/окраски жидких реагентов. Конъюгат – светло-жёлтый, К- – зелёный, К+ – красный. К набору прилагаются: 1 крышка к полистироловому 96-луночному планшету, 2 плёнки защитные для ИФА-планшетов, наконечники одноразовые 16 шт, 2 ванночки пластиковые для жидких реагентов, 1 пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock. Среднее значение оптической плотности в лунках с положительным контрольным образцом (К+) не менее 1,5 ед. опт. плотности; среднее значение оптической плотности растворов в лунках с отрицательным контрольным образцом (К-) не более 0,2 ед. опт. плотности Постановка анализа без предварительной промывки планшета (иммуносorbента) Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Срок годности тест-системы 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения РК.	
4	Наконечники для дозаторов V=5-250 мкл, жёлтые (1000шт)	Наконечники (pipette tips) выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121 °С и давлении 1атм, обычно 15-20 мин). В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза. Наконечники не нуждаются в обязательной сертификации, так как не являются средством измерения.	упаковка
5	Наконечники для дозаторов с фильтром V=1000 мкл стерильные в штативе(96шт)	Наконечник универсальный 100-1000 мкл, в штативе 96 шт, голубые длинные, изготовлены из высококачественного полипропиленового. Универсально подходят ко всем дозаторам в указанном диапазоне объёма	штатиф
6	Наконечники для дозаторов с фильтром V=200 мкл стерильные в штативе(96шт)	Наконечники 1-200мкл в штативе желтые (уп.10*96шт), изготовлены из высококачественного полипропиленового. Универсально подходят ко всем дозаторам в указанном диапазоне объёма	штатиф
7	Наконечники для дозаторов с фильтром V=50 мкл стерильные в штативе(96шт)	Наконечники для дозаторов с фильтром V=50 мкл стерильные в штативе(96шт) Бесцветные Наличие фаски Наличие гидрофобного фильтра Возможность автоклавирования при 121°С , 15 мин	штатиф


Def. kerf- kett *def*

		Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаза, РНКазы и апиrogenность В штативе 96 штук	
8	Наконечники для дозаторов с фильтром V=1-10 мкл стерильные в штативе(96шт)	Наконечники для дозаторов с фильтром 1-10мкл стерильные в штативе Предназначены для работы в ПЦР; Встроенный гидрофобный полиэтиленовый фильтр предотвращает проникновение аэрозолей в механизм пипетки в течение пипетирования; Стерильные, не содержат пирогенов, ДНК человека, Дназы, РНазы и ПЦР-ингибиторов. В штативе 96 шт.	упаковка
9	Reaction Cuvettes, FC-200. Реакционные кюветы для закрытой системы, марка кювета FC-240-1062-KZ (160strips/pk) к биохимическому анализатору HTI BioChem FC-200	Из комплекта анализатора биохимического BioChem FC-200 автоматического: сегменты фотометрических кювет (160шт/упак) Материал изготовления Пластик Вес кюветы 9,37 г Вид кювет Соединены по 9 штуки Размеры блока кювет (выс * длина * ширина) 37 * 7 * 7 мм Количество штук в упаковке 160 Срок годности Не ограничен Страна происхождения (США)	упаковка
10	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	Технические характеристики Метод: кинетический Состав основного реагента после смешивания реагента 1 и реагента 2: п-нитрофенил фосфат 17 мМ Ионы магния 4 мМ Буфер (рН 10,2±0,2) Активатор и связывающий компонент Длина волны: 405 нм Длительность анализа: 6 минут Концентрация в норме: 35-123 МЕ/л Линейность: 900 Ед/л. Для взрослых – 25-90 Ед/л при 37°C Стабильность: Рабочий реагент стабилен в течение 14 дней при 2-8 °C Фасовка: 1x 100 мл Реагент 1 1x 20 мл Реагент 2 Контроли и реагенты одного производителя. Страна происхождения (США)	набор
11	Набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке крови	Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мМ, соляная кислота 165мМ. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мМ. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл Фасовка: 1x250мл реагент R1	набор

Handwritten signatures and text:

		1x25мл реагент R2 1x3мл калибратор билирубина Контроли и реагенты должны быть одного производителя	
12	Набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке крови	Тип пробы Сыворотка Метод DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка Химический состав реагента, раствора 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7ммоль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны 560 Рабочая температура для ручного метода определения, С комн Длительность анализа, минут 5 Стабильность готового раствора, суток 8 часов при комн. темп. Условия хранения 2-8 гр. Линейность 0-342 мкмоль/л Чувствительность 0,17 мкмоль/л CV, % 2,9 Форма Жидкая, готов к использованию Состав набора бирагент, стандарт Фасовка: Фасовка 1x250мл реагент 1 1x25 мл реагент 2 1x3 мл калибратор билирубина Совместимость для открытых систем Контроли и реагенты одного производителя. Страна происхождения (США)	набор
13	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	Метод: Кинетический модифицированный метод Wacker/Tris Длина волны: 340 нм Длительность анализа: 9 минут Линейность: 3,42- 1600 Ме/л Стабильность рабочего раствора: 14 дней при 2-8°C и 5 дней при комнатной температуре (15-25°C). Фасовка: 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2	набор
14	Лампа фотометра для анализатора FC-200, Fc-200-2039	Лампа для биохимического анализатора Biochem FC-200. Мощность 12 В, 20 Вт.	штук
15	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена $\geq 1,200$ Ед/л, п-Гидроксibenзолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, рН 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 12 минут Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл Линейность: 0 - 700 мг/дл	набор

		Фасовка: 1x125 мл реагент 1x5 мл стандарт холестерина Контроли и реагенты должны быть одного производителя	
16	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: АТР 0.5 ммоль/л, Ацетат магния 12 ммоль/л, 4-Хлорфенол 3.5 ммоль/л, 4-Аминофеназон 0.3 ммоль/л, Глицерин фосфат оксидаза > 4500 Ед/л, Липаза > 200,000 Ед/л, Глицерокиназа > 250 Ед/л, Пероксидаза > 2,000 Ед/л, Буфер (pH 7.4) 50 ммоль/л, сурфактанты, стабилизаторы и консерванты. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 9 минут Концентрация триглицеридов в норме: 44 - 148 мг/дл (0,50-1,67 ммоль/л) Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л) Фасовка: 1x125 мл реагент 1x5 мл стандарт триглицеридов Контроли и реагенты должны быть одного производителя	набор
17	Набор реагентов Химический контроль для контроля полученных данных и контроля точности проведения теста	Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевины, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназная/Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевины, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтрансфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1x5мл Контроли и реагенты должны быть одного производителя	набор
18	Набор реагентов Биохимический калибратор предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах	Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный	набор

af. крп-кад af

		химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток) Фасовка: 1х5мл	
19	Набор для количественного определения липопротеидов низкой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	Метод: Прямое иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка Состав набора: HDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л, Буфер, pH 7,0±0,1, консервант. HDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, pH 7.0±0.1, сурфактант, консервант. Длина волны: 600/700 нм Длительность анализа: 10 минут Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл Линейность: 2-150 мг/дл Фасовка: 1х30 мл реагент R1 1х10 мл реагент R2 1х3 мл калибратор HDL/LDL Контроли и реагент должны быть одного производителя	набор
20	Набор для количественного определения липопротеинов высокой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	Метод: Прямое иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка Состав набора: HDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л, Буфер, pH 7,0±0,1, консервант. HDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, pH 7.0±0.1, сурфактант, консервант. Длина волны: 600/700 нм Длительность анализа: 10 минут Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл Линейность: 2-150 мг/дл Фасовка: 1х30 мл реагент R1 1х10 мл реагент R2 1х3 мл калибратор HDL/LDL Фасовка: 1х60 мл реагент R1 1х20 мл реагент R2 1х3 мл калибратор HDL/LDL Фасовка: 1х240 мл реагент R1 1х80 мл реагент R2 1х3 мл калибратор HDL/LDL Контроли и реагенты должны быть одного и того же производителя	набор

21	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	Набор реагентов Креатинин 1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml Метод: Яффе, кинетика Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц Фасовка: 1x125 мл реагент R1 1x125 мл реагент R2 1x5 мл стандарт креатинина Контроли и реагенты должны быть одного производителя	набор
22	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	Тип пробы сыворотка Метод уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика Химический состав реагента, раствора Трис-буфер, pH 7,8 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л ADP 0,6 ммоль/л Уреаза >20,000 Ед/л ГлДГ >1,500 Ед/л NADH 0,25 ммоль/л Длина волны 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С 37 Длительность анализа, минут 6,5 Стабильность готового раствора, суток 14 Условия хранения 2-8 гр. Линейность 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины Чувствительность 0,4 мМ/л мочевины Форма жидкая, готов к использованию Состав набора бирагент, стандарт Фасовка 1x125 мл реагент R1 1x25 мл реагент R2 1x5 мл стандарт мочевины Совместимость для открытых систем Контроли и реагенты должны быть одного производителя	набор
23	Игла забора проб для анализатора FC-200, FC200-2010	Игла забора проб для анализатора FC-200, FC200-2010	штук
24	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора BioChem FC-200	Из комплекта анализатора биохимического BioChem FC-200 автоматического: сегменты фотометрических кювет (160шт/упак) Материал изготовления Пластик Вес кюветы 9,37 г Вид кювет Соединены по 9 штуки Размеры блока кювет	упаковка

		(выс * длина * ширина) 37 * 7 * 7 мм Количество штук в упаковке 160 Срок годности Не ограничен Страна происхождения (США)	
25	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	Тип пробы – сыворотка, метод - IFCC, кинетика, Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л Трис-буфер, pH 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы, длина волны – 340, рабочая температура для ручного метода определения - 37 С, длительность анализа – 3 минуты, стабильность готового раствора – 14 суток, условия хранения – 2-8гр, линейность - 0-500 МЕ/л, чувствительность - 1,8 МЕ/л, форма - жидкая, готов к использованию, состав набора – биреагент, фасовка - 1x100 мл реагент R1, 1x20 мл реагент R2, совместимость – для открытых систем, Контроли и реагенты должны быть одного и того же производителя.	набор
26	Набор реагентов АСТ (Аспаратаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml	Тип пробы – сыворотка, метод - ферментативный, кинетика, Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, pH 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л Длина волны – 340, рабочая температура для ручного метода определения – 37С, длительность анализа – 3 минуты, стабильность готового раствора – 21 суток, условия хранения – 2-8гр, линейность - 0-500 МЕ/л, чувствительность - 2,65 Ед/л, CV, % - 4,19, форма - жидкая, готов к использованию, состав набора – биреагент, фасовка -1x100 мл реагент R1 1x30 мл реагент R2, совместимость – для открытых систем, контроли и реагенты должны быть одного производителя	набор
27	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке крови по конечной точке Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1x 5 мл стандарт глюкозы	набор

Ref. ксеро-фото

		Контроли и реагент должны быть одного производитель	
28	Перчатки стерильные латексные	Перчатки стерильные латексные неопудренные размер М	пара
29	Пеленка медицинская одноразовая стерильная	Пеленка медицинская одноразовая стерильная 70x80 см, плотность 25 гр, упакованная индивидуально по 1 шт.	штук

2.Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие поставщики:

№	Наименование потенциальных поставщиков	БИН (ИИН)/ИНН/УНП	Дата и время представления заявки (по хронологии)
1	ТОО «Halyk Medical Company», г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206	БИН 170340032567	16.03.2022 г. 09 час. 20 мин.
2	ТОО «LabTest Diagnostics», г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Самгау, улица Ырысты, дом 15, офис 310, 050061	БИН 131040012349	16.03.2022 г. 09 час. 25 мин.
3	ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А, 100001	БИН 160640027450	18.03.2022 г. 11 час. 01 мин.
4	ТОО «KazMedEquipment», г.Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, дом 25, 6 этаж, ВП -6, 010000	БИН 140340000454	24.03.2022 г. 08 час. 22мин.

3. Наличие документов, предоставленные на участие в тендере потенциальными поставщиками по квалификационным требованиям отражены в протоколе вскрытия и оглашены при вскрытии конвертов, также при всех присутствующих участников тендера и тендерной комиссии, о чем имеются соответствующие записи в «Журнале регистрации представителей потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии тендерных заявок».

Ref. kpf. chkd Ref


№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Документы подтверждающие правоспособность (для юр.лиц) гражданская Дееспособность (для физ.лиц)	Таблица цен потенциального поставщика	Документ подтверждающий платежеспособность, об отсутствии налоговой задолженности, отсутствии задолженности и по ОПВ, ОПВ, СО, ОСМС	Информация перечня недобросовестных потенциальных поставщиков	Документ подтверждающий разрешение на осуществление предпринимательской деятельности физ. и юр.лица
1	ТОО «Halyk Medical Company»	В наличии	В наличии	Справка по состоянию на 09.03.2022 г.	Несостоит	В наличии
2	ТОО «LabTest Diagnostics»	В наличии	В наличии	Справка с его по состоянию на 14.03.2022 г.	Несостоит	В наличии
3	ТОО «ДиАКиТ»	В наличии	В наличии	Справка по состоянию на 10.03.2022 г.	Состоит	В наличии
4	ТОО «KazMedEquipment»	В наличии	В наличии	Справка с его по состоянию на 03.03.2022 г.	Несостоит	В наличии

4. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями:

№ п/п лотов	Наименование поставщика	Наименование закупаемых товаров	Кол-во, объем	Единица измерения	Цена за единицу	Общая сумма
1 лот	ТОО «Halyk Medical Company»	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В, 96 тестов	5	набор	29000	145000
2 лот	ТОО «Halyk Medical Company»	Тест-система иммуноферментная для подтверждения спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	1	набор	34000	34000

Def. kemp. koto Def.

3 лот	ТОО «Halyk Medical Company»	Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С	10	набор	29000	290000
1 лот	ТОО «LabTest Diagnostics»	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В, 96 тестов	5	набор	34700	173500
2 лот	ТОО «LabTest Diagnostics»	Тест-система иммуноферментная для подтверждения спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	1	набор	35000	35000
3 лот	ТОО «LabTest Diagnostics»	Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С	10	набор	30000	300000
10 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	10	набор	6800	68000
13 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	15	набор	8200	123000
14 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Лампа фотометра для анализатора FC-200, Fc-200-2039	1	штук	180000	180000
15 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	15	набор	7200	108000
16 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	15	набор	18500	277500
21 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	15	набор	4500	67500
22 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	15	набор	7200	108000
23 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Игла забора проб для анализатора FC-200, FC200-2010	1	штук	390000	390000
25 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	15	набор	7000	105000
26 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml	15	набор	7000	105000
27 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	20	набор	3000	60000
9 лот	ТОО «KazMedEquip ment»	Reaction Cuvettes, FC-200. Реакционные кюветы для закрытой системы, марка кювета FC-240-1062-	15	упаковка	91245	1368675


		KZ (160strips/pk) к биохимическому анализатору HTI BioChem FC-200				
10 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	15	набор	12470	187050
11 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке крови	15	набор	16730	250950
12 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке крови	15	набор	16730	250950
13 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	15	набор	41220	618300
14 лот	TOO «KazMedEquipment»	Лампа фотометра для анализатора FC-200, Fc-200-2039	1	штук	324100	324100
15 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	15	набор	14990	224850
16 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	15	набор	19680	295200
17 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор реагентов Химический контроль для контроля полученных данных и контроля точности проведения теста	6	набор	17450	104700
18 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор реагентов Биохимический калибратор предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах	15	набор	15450	231750
19 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения липопротеидов низкой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	15	набор	97230	1458450
20 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения липопротеинов высокой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	15	набор	67580	1013700
21 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	15	набор	13300	199500
22 лот	TOO «KazMedEquipment»	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	15	набор	16470	247050
23 лот	TOO «KazMedEquipment»	Игла забора проб для анализатора FC-200, FC200-2010	1	штук	697400	697400
24 лот	TOO «KazMedEquipment»	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора	15	упаковка	91245	1368675

Def. *куп - дата* *куп*

	ment»	BioChem FC-200				
25 лот	ТОО «KazMedEquipment»	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	15	набор	10530	157950
26 лот	ТОО «KazMedEquipment»	Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml)	15	набор	16880	253200
27 лот	ТОО «KazMedEquipment»	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	20	набор	11240	224800

5. Отклоненные заявки на участие в конкурсе (количество заявок)

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП	Причина отклонения
1	ТОО «ДиАКиТ»	БИН 160640027450	На основании подпункта 9 пункта 70, главы 8 Постановления Правительства РК №375 по лотам 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 26 и 27.

6. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены (количество заявок):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП
1	ТОО «Halyk Medical Company»	БИН 170340032567
2	ТОО «LabTest Diagnostics»	БИН 131040012349
3	ТОО «ДиАКиТ»	БИН 160640027450
4	ТОО «KazMedEquipment»	БИН 140340000454

7.Изменения и дополнения в тендерную заявку не вносились.

8.Запросы о разъяснении тендерной документации не поступали.

Решение тендерной комиссии:

Комиссия, рассмотрев представленные тендерные заявки решила:

- На основании пункта 74, главы 8 Постановления Правительства РК №375 признать тендер по лоту № 1, 2, 3, 23 состоявшимся;

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.измерения	Количество	Наименование и нахождение победителя	Сумма договора
--------	---------------------------------	--------------	------------	--------------------------------------	----------------

[Handwritten signatures and stamps]

1	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В, 96 тестов	набор	5	ТОО «Halyk Medical Company», г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206	145000
2	Тест-система иммуноферментная для подтверждения спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	упаковка	1	ТОО «Halyk Medical Company», г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206	34000
3	Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С	штук	10	ТОО «Halyk Medical Company», г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206	290000
23	Игла забора проб для анализатора FC-200, FC200-2010	штук	1	ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А, 100001	390000

- Определить победителем по лотам № 1, 2, 3 ТОО «Halyk Medical Company» БИН 170340032567;

- Определить победителем по лоту № 23 ТОО «ДиАКиТ», БИН 160640027450.

- На основании пп.1 пункта 73, главы 8 Постановления Правительства РК №375 в силу отсутствия представленных тендерных заявок, закуп способом тендера по лотам № 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29 признать несостоявшимся;
- На основании пункта 72, главы 8 Постановления Правительства РК №375 в силу подачи только одной заявки, закуп способом тендера по лотам № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 признать несостоявшимся и осуществить закуп из одного источника с подавшим данную заявку:
ТОО «KazMedEquipment», БИН 140340000454 по лотам № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27.


9. Наименование и местонахождение участника тендера, предложение которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя.

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.измерения	Количество	Наименование и нахождение второго победителя	Сумма договора
1	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В, 96 тестов	набор	5	ТОО «LabTest Diagnostics», г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Самгау, улица Ырысты, дом 15, офис 310, 050061	173500

2	Тест-система иммуноферментная для подтверждения спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	упаковка	1	ТОО «LabTest Diagnostics», г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Самгау, улица Ырысты, дом 15, офис 310, 050061	35000
3	Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С	штук	10	ТОО «LabTest Diagnostics», г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Самгау, улица Ырысты, дом 15, офис 310, 050061	300000
23	Игла забора проб для анализатора FC-200, FC200-2010	штук	1	ТОО «KazMedEquipment», г.Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, дом 25, 6 этаж, ВП -6, 010000	697400

- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «Halyk Medical Company» БИН 170340032567;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «KazMedEquipment» БИН 140340000454 ;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «ДиАКиТ», БИН 160640027450.

Комиссия в составе:

1. Масалимов А.Б., зам.директора по лечебной работе -председатель комиссии / 
2. Абуова А.А., зав. лабаратории, член комиссии / 
3. Керимов А.Е., специалист лабаратории/ 
4. Карабалаева Д.А., бухгалтер, член комиссий/ 
5. Даулбаев И.А., экономист - секретарь комиссии/ 